

Röslestr.11
89264 Weißenhorn

Tel. 07309/3165
Fax 07309/41222

info@umweltanalyse-doering.de
www.umweltanalyse-doering.de

Anleitung zur Probennahme Schimmelpilze

1. Entnehmen Sie dem Kunststoffbehältnis einen Glasobjektträger (bitte nur an der Außenseite anfassen) und legen ihn auf eine ebene Unterlage.
2. Ziehen Sie den Tesastreifen vom Objektträger und legen ihn mit geringem Andrücken auf die wachsende Pilzkolonie.
3. Nehmen Sie den Tesastreifen vorsichtig und kleben ihn auf den Objektträger (ohne Andrücken).
4. Stecken Sie den Objektträger in den Versandbehälter.
5. Beschriften Sie den Versandbehälter außen (Probenentnahme, Datum).
6. Füllen Sie den oberen Teil des Fragebogens aus.
7. Verschicken Sie den Versandbehälter mit Fragebogen.

Wolfgang Döring

Dipl.Biologe,
Sachverständiger für Innenraumbelastungen,
Fachkraft für Arbeitssicherheit